

Septodont magazine

JANUARI-APRIL 2019 nummer 24 - PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
PROMOTIES GELDIG VAN 15/01/2019 TOT 30/04/2019



Hoe pijnvrij behandelen?

Interview met Prof. Geert Hommez p.10

Dentapen ^{NIEUW}

Elektronische injectiespuit van
de nieuwste generatie p.12

Mijlpaal

Meer dan 500 klinische studies
over Biodentine™ p.17



Veilige geneesmiddelen dankzij serialisatie Septodont is er klaar voor!

In februari 2019 wordt een nieuwe Europese richtlijn operationeel: (FMD) 2011/62/EU. Die dient om een einde te stellen aan illegale en namaakgeneesmiddelen, om zo de veiligheid van de patiënt te garanderen. Concreet komt het erop neer dat elke verpakking een unieke en traceerbare identificatie krijgt.

De serialisatie van geneesmiddelen die een voorschrift vereisen is goed nieuws voor de consument én voor integere fabrikanten zoals Septodont. Het spreekt voor zich dat wij goed voorbereid zijn op deze richtlijn, en dat we er de nodige tijd en middelen aan hebben besteed. Zo zijn alle verpakkingen van onze farmaceutische producten voorzien van een 2D Datamatrix waarvan de gegevens worden opgeslagen in een centrale database. Hierdoor kunnen apotheken bij uitgave checken of het product echt is.

Als tandarts hoeft u niets te ondernemen: de apotheek doet dit voor u. Ondertussen geniet u gemoedsrust dankzij veilige producten om uw patiënten te behandelen!

Waar kan u ons vinden in 2019?

Septodont ondersteunt en sponsort verschillende (wetenschappelijke) tandartsverenigingen. Hieronder een overzicht van waar wij de volgende maanden aanwezig zullen zijn met ons team:

- 15/03/2019** | **Symposium kindertandheelkunde**
Organisatie: VBT
Spreker: Prof. Luc Martens
Locatie: Bluepoint Antwerpen

- 18/03/2019** | **Extracties**
Organisatie: VVT (Studyclub Aalst)
Sprekers: Dr. C. Politis
Locatie: Feestzaal De Groene wilg
(Erembodegem, Aalst)

- 26-27/04/2019** | **Voorjaarscursus 'Cariës, een wicked probleem'**
Organisatie: VVVT
Sprekers: Prof. Dr. Cor van Looveren (ACTA),
Dr. Guus van Strijp (ACTA),
Dr. Clarissa Bonifacio (ACTA),
Dr. Niek Opdam (ACTA)
Locatie: La Réserve Knokke

- 25/05/2019** | **Wetenschappelijke dag: Endo retreatment**
Organisatie: VBT
Sprekers: Konstantinus Kalogeropoulos
Locatie: Stierherheide Genk

Editoriaal

Beste klant,

December was ongetwijfeld een drukke maand voor u. Want sinds de invoering van het mondzorgtraject, proberen veel mensen nog in allerijl om hun jaarlijkse controle te plannen voor het einde van het jaar. Ik hoop dat u niettemin tijd had om 2018 in schoonheid af te sluiten, en om terug te blikken op een constructief jaar!

Terugblikken doen we in dit magazine ook. Bijvoorbeeld op de Dentex-vakbeurs die plaatsvond in oktober, en waar we Dentapen voorstelden. De nieuwe elektronische spuit stelt een einde aan musculoskeletale pijnen veroorzaakt door herhaaldelijk manueel injecteren en verbetert het welzijn van uw patiënten. De verkoop van Dentapen zit in de lift, en de eerste bevindingen van gebruikers zijn bijzonder positief. Op pagina 10 doet professor Geert Hommez zijn ervaringen met Dentapen en het belang van pijnvrije anesthesie uit de doeken.

Met Biodentine™ maakte u al eerder kennis in dit magazine, en misschien ook in de praktijk. Talloze onderzoeken bevestigen het doeltreffende gebruik als biocompatibel en bioactief dentinesubstituut. Op pagina 17 ontdekt u suggesties voor klinische studies over Biodentine™ die een must-read zijn. We stellen ook onze nieuwe brochures voor met een overzicht van alle indicaties waarbij u Biodentine™ positief aanwendt.

We geven traditiegetrouw enkele interessante promoties mee en stellen u ook twee nieuwe Septodont-collega's voor die als regioverantwoordelijke met de glimlach en een rugzak vol productkennis tot uw dienst staan.

Ik wens u veel lees- en leerplezier, en een voorspoedig en gezond 2019!



Linda Borghgraef
Marketing Manager - Septodont BENELUX

NB: Septodont respecteert de GDPR-wetgeving. Wilt u ons magazine liever niet meer ontvangen? Meld u dan schriftelijk af via info@septodont.be



Download nú
de Case Studies Collection 17
op www.septodont.be.
Of vraag uw gedrukte versie
aan via info@septodont.be.

Case Studies Collection 17

Benieuwd naar ervaringen van collega-specialisten met onze innovaties? U ontdekt ze in de zeventiende editie van de Septodont Case Studies Collection. In dit tijdschrift maakt u kennis met nieuwe klinische uitdagingen en hun behandelingsoplossingen, gedeeld door specialisten uit de hele wereld.

Editie 17 bevat één klinische case met R.T.R.®-botssubstituut en vier rond Biodentine™.

R.T.R.®-botssubstituut

Alveolar preservation with R.T.R.®,
Dr. Gabriela Vilar Pineda

Biodentine™

Biodentine™: external resorption management,

Dr. Maximiliano Casa

Biodentine™: retrograde apical microsurgery,

Dr. Carlos Herrera

Biodentine™: root reconstruction,

Prof. Fernando Tenorio

Biodentine™: perforation repair,

Dr. Alberto Diaz Tueme

Septodont haalt nieuwe collega's aan boord

Onlangs gingen twee nieuwe medewerkers enthousiast bij Septodont aan de slag om ons team te versterken als regioverantwoordelijke.

Céline Mukarubibi, die Katleen Claus opvolgt, was voordien medisch afgevaardigde in de farmaceutische wereld. Céline is een klantgerichte jongedame met een persoonlijke en professionele aanpak.

Lien Beyen stapt in de voetsporen van Hilde De Wilde, die eind oktober haar lange loopbaan bij Septodont afsloot. Lien heeft veel ervaring op de teller in de farmaceutische sector. Professionele ondersteuning bieden aan haar klanten op een toegankelijke en klantvriendelijke manier is haar op het lijf geschreven.

Beide jongedames werden grondig onderdompeld in het Septodont-gamma en zijn klaargestoomd om u met de glimlach van dienst te zijn.

Vragen? stel ze gerust! CONTACTGEGEVENS



Céline Mukarubibi

Tel. 0476 98 10 39

E-mail: cmukarubibi@septodont.com

Regio: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Brussel



Lien Beyen

Tel. 0475 23 61 69

E-mail: lbeyen@septodont.com

Regio: Oost- en West-Vlaanderen



Terugblik op een geslaagde editie van Dentex

Dentex, dé vakbeurs voor de dentale sector, vond plaats tijdens de warme najaarsdagen begin oktober. Toch weerhielden de terrasjestemperaturen onze klanten er niet van om een bezoek te brengen aan de beurs en onze stand – waarvoor dank!

Dentex was voor Septodont hét moment om Dentapen voor te stellen: een compacte, ergonomische en draadloze elektronische spuit die de pijn van de injectie aanzienlijk vermindert.



Bezoekers zagen de spuit in actie tijdens talloze demonstraties. Ondertussen loopt de verkoop gezwind, en zijn de eerste reacties lovend.

Benieuwd naar de werking en de voordelen van Dentapen? Lees dan zeker het artikel van Geert Hommez op pagina 10-11. De professor aan de Universiteit Gent vertelt over zijn ervaringen met onze nieuwste innovatie.



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**

PHARMAETHYL

Cryoanesthetische spray met tetrafluorethaan.

~~€43,00~~

€38,70



- Topische cryoanesthesie vóór de extractie van melktanden of periodontaal aangetaste tanden of vóór het opensnijden van een abces.
- Ook voor vitaliteitstesten.

CE 0459, klasse IIa

1 spray van 150 ml met doseerventiel

Ref. 0997C

PULPOFLUORANE

Gevoeligheidstest van de pulpa met tetrafluorethaan.

~~€51,00~~

€46,00



INDICATIE

- Gevoeligheidstest van de pulpa.
- Afkoeling van mengplaatjes.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Betere werking dan gebruikelijke sprays met ethylchloride dankzij de sterkere afkoelende werking van tetrafluorethaan.

Klasse I

Spray van 235 ml

Ref. 0856C



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**





**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



Injectiespuiten

Precisie gaat niet ten koste van comfort

Per spuit
~~€85,00~~
€72,90

Comfort, controle en kwaliteit zijn cruciale succesfactoren voor betere injecties. U vindt al deze elementen in het gamma injectiespuiten van Septodont. Met het doel om een perfecte combinatie van hand en spuit te creëren, heeft Septodont kleine en standaard spuiten ontwikkeld, **waardoor deze spuit altijd op de gebruiker is afgestemd.**

2 STUKS
VOOR

€109,00

Alle versies bestaan zowel voor auto-aspiratie als voor actieve aspiratie. **Dit betekent dat u de combinatie kunt kiezen die precies aan uw behoeften voldoet.** Het ergonomisch concept voelt net zo goed als het eruit ziet.

Septodont spuiten zijn gemaakt uit roestvrij staal (inox) en zijn geschikt voor reiniging in de thermo-desinfector en voor elke sterilisatiemethode.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



Auto-aspiratie




9353Z
Klein



9354A
Standaard



Actieve aspiratie



9240P
Klein



9242R
Standaard



Actieve aspiratie DE-carpules



9351X
Klein



9352Y
Standaard





**Septoject
Naalden**

MANAGING PAIN FOR
YOUR PRACTICE

SEPTOJECT®

De scherpte die u kan zien

Per doos
€11,00



PER 10
DOZEN

€75,00

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitstekende weefselpenetratie dankzij een hoogwaardige drievoudig geslepen bevel met een gepolijste en gesiliconiseerde canule
- Hoogwaardig chirurgisch roestvrij staal om de kans op breuk te verkleinen (ISO 9626)
- De bevel is gemarkeerd om de geslepen zijde van de punt aan te duiden
- Kunststof hub
- Gesteriliseerd met gammastralen CE 0459, klasse IIa

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
1603J	X kort - 12 mm	30 G	
1601H	kort - 21 mm	30 G	
0430T	kort - 25 mm	30 G	
0432V	kort - 21 mm	27 G	
1600G	lang - 35 mm	27 G	

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik

SEPTOJECT® XL

Een grotere interne diameter voor meer comfort

Per doos
€12,75



PER 10
DOZEN

€95,00

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Comfort: een grotere interne diameter, minder kracht om te injecteren, zelfs in dense weefselstructuren
- Comfort: lokale anesthesie vloeit met minder kracht
- Verhoogde flexibiliteit dankzij de dunnere wanden
- Verbeterde aspiratie
- Dezelfde weefselpenetratie als een klassieke naald (drievoudig geslepen punt en gesiliconiseerde canule)
- Gesteriliseerd met gammastralen CE 0459, klasse IIa

SEPTOJECT® EVOLUTION

Als een scalpel geslepen punt voor meer controle en een hogere precisie

Per doos
€15,30



PER 10
DOZEN

€105,00

Ontwikkeld voor een eenvoudige penetratie met minder beschadiging van weefsel. Dit betekent minder ongemak voor de patiënten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt voor meerdere injecties.

Voor u, minder kracht nodig wat gecombineerd wordt met significant gereduceerde deflectie, wat resulteert in meer controle en een hogere precisie.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Verhoogde controle en precisie voor u
- Minder ongemak voor de patiënt
- Markering van de punt en markering van de oriëntatie
- Gesteriliseerd met gammastralen CE 0459, klasse IIa

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
2028L	X kort - 12 mm	30 G	
2219J	kort - 21 mm	30 G	
2027K	kort - 25 mm	30 G	
1983Z	kort - 21 mm	27 G	
2220K	lang - 35 mm	27 G	
2653B	lang - 42 mm	27 G	

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
5748E	kort - 9 mm	30 G	
5749F	kort - 16 mm	30 G	
5750G	kort - 25 mm	30 G	
5984G	X kort - 9 mm	27 G	
5985H	kort - 16 mm	27 G	
5751H	kort - 25 mm	27 G	

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik



Prof. dr. Geert Hommez

- Afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit Gent in 1996
- Doctoraat tandheelkunde (endodontologie) behaald in 2004
- Master Business Administration - Vlerick Business school in 2010

Pijnvrij behandelen met **Dentapren**

De meeste tandheelkundige behandelingen vragen om een lokale anesthesie om het comfort van de patiënt te garanderen - zowel tijdens de ingreep als erna. Gelukkig staan de evoluties op dat vlak niet stil. Ook Septodont innoveert voortdurend om pijnvrije behandelingen mogelijk te maken - een doorslaggevende factor bij de keuze van een tandarts. We vroegen aan professor Geert Hommez van de universiteit Gent waarom dat zo is, en welke zaken er een invloed op hebben.

Waarom is pijnbeheer in de tandartspraktijk zo belangrijk?

"Patiënten beoordelen ons eerder op een goed pijnbeheer dan op technische kwaliteit. Logisch, want daarvoor beschikken ze doorgaans niet over de juiste kennis. Ook de manier waarop we met de patiënt omgaan en hoe de behandeling zelf verloopt, spelen een grote rol. De al dan niet pijnloze toediening van anesthesie blijkt een bepalende factor."

Hoe pakt u dat concreet aan?

"Ik heb in eerste instantie oog voor de pijngevoeligheid van de patiënt. Daarnaast is het gebruik van kwaliteitsproducten en een correcte injectietechniek cruciaal. Ik denk hierbij vooral aan het **juiste anestheticum** omdat er vaak kleine verschillen zijn tussen de producten van fabrikanten onderling. Zo kies je het best voor een product met een correcte en liefst zo hoog mogelijke pH. Want een hogere pH van het anesthesiemiddel zorgt voor een snellere werkingsduur. Het lichaam moet namelijk eerst de pH die lager dan de lichaams-pH is compenseren (bufferen). Hoe hoger de pH van de oplossing, hoe minder pijn bij injectie."

Voorts is het belangrijk om voor elke indicatie de juiste verdoovingstechniek toe te passen, en **om voldoende langzaam te injecteren**. De snelheid van injecteren is evenredig met het optreden van weefselschade (door snelle expansie), en daaraan gekoppeld het comfort voor de patiënt. Natuurlijk zijn niet alle zones in de mond even gevoelig. Palataal en premaxillair zijn de regio's waar extra langzaam injecteren het verschil kan maken."



Verschillende studies wijzen uit dat elektronisch injecteren een meerwaarde biedt voor de tandheekunde. U werkt intussen al een tijdje met Dentapen, de elektronische spuit van Septodont. Wat zijn uw bevindingen?

“Dentapen biedt een gecontroleerde injectiesnelheid en injectiedruk omdat het toestel automatisch de weerstand meet en de injectiekracht aanpast. Daardoor vermindert de pijn tijdens het injecteren en is er ook minder weefselschade. Bovendien kun je met de elektronische spuit alle klassieke injectietechnieken uitvoeren, met uitzondering van intra-ossueus injecteren. Maar elektronisch intraligamenteair injecteren leidt tot hetzelfde resultaat. Je bent niet beperkt tot bijvoorbeeld enkel intraligamenteair injecteren, maar kunt evengoed een mandibulair blok zetten met zeer goede aspiratie, infiltreren, palatinaal infiltreren, ... En dat alles op een heel comfortabele manier. Ik was positief verrast door het verschil bij palataal injecteren in vergelijking met de klassieke handsput.

“Dentapen biedt een gecontroleerde injectiesnelheid en injectiedruk”

Het toestel is compact, ligt goed in de hand én is draadloos. Er is geen echte aanpassing in vergelijking met de manuele methoden. Het toestel laat ook toe om hygiënisch te werken. Enkel de stuur-eenheid is niet steriliseerbaar. Maar die kan dankzij de bijgeleverde hoesjes ‘ingepakt’ worden om kruiscontaminatie te vermijden.”

Men kiest steeds vaker voor intraligamenteair injecteren in plaats van een Spix of als een Spix-verdoving onvoldoende werkt. Klopt dat?

“Het is inderdaad zo dat die techniek opnieuw aan populariteit wint sinds de opkomst van elektronisch injecteren. Naast een falende Spix-anesthesie geeft deze methode uitstekende resultaten. Je kunt elektronisch moeiteloos tot een volledige carpule intraligamenteair injecteren door de gecontroleerde druk en flow-rate. Dat geeft veel hogere succespercentages dan manuele

intraligamenteaire anesthesie, waarbij het injectievolume beperkt is door de potentiële weefselschade. Elektronisch intraligamenteair injecteren is dan ook het perfecte alternatief voor intraossaal injecteren. Zoals veel studies aantonen, is met de hogere injectievolumes het succespercentage van de anesthesie veel hoger, en de anesthesieduur aanzienlijk langer dan bij de manuele techniek. De techniek is ook ideaal bij moeilijke anesthesie bij pulpitis-casussen.

Voorts kun je ook zonder Spix heel gemakkelijk per element in de onderkaak anesthesie toedienen, ook gekend als *Single Tooth Anesthesia*. Door de afwezigheid van anesthesie van de weke delen is dat veel comfortabeler voor de patiënt. Voor intraligamenteaire anesthesie raad ik wel aan om korte naalden te gebruiken, liefst met de scalpelpunt (Evolution-naald). Die laten een betere penetratie in het ligament toe.”

Hoe reageren uw patiënten sinds u overstapte op Dentapen?

“Ontzettend goed. Ze geven aan dat het voor hen zeer comfortabel is. Ik merk ook aan hun reactie dat de injectie minder gevoelig is, vooral bij palatale injecties en injecties buccaal in het bovenfront. Gecombineerd met de Evolution-naald is ook het aanprikken net iets minder traumatisch en pijnlijk.”

“Dentapen is een zeer welgekomen innovatie. Ze geeft mij de mogelijkheid om het comfort van de patiënt te verhogen bij anesthesie.”

Wat is uw verdict over Dentapen?

“Dentapen is een zeer welgekomen innovatie. Ze geeft mij de mogelijkheid om het comfort van de patiënt te verhogen bij anesthesie. Een pijnloze injectie is een van de belangrijkste elementen in de klinische praktijk voor patiënten. Het wordt niet voor niets vaak genoemd als practice-builder.”



Voelen patiënten echt het verschil tussen manueel injecteren en een injectie met Dentapen?

Professor Hommez nam de proef op de som en testte het uit. Bekijk op ons YouTube-kanaal de ervaring van een patiënt die twee keer een palatale verdoving kreeg – zowel manueel als elektronisch.

www.youtube.com/user/septodontbelgie





DENTAPEN

by Septodont

de **IDEALE PARTNER**

voor uw tandheelkundige praktijk



Draadloos

Eenvoudig

Pijnloos

**Dentapen,
De elektronische spuit voor
tandheelkundige anesthesie
van de nieuwste generatie.**

- Voldoet aan de noden van uw kabinet
- Voldoet aan de noden van uw patiënten
- Voldoet aan de noden van uw dagelijkse praktijk

DENTAPEN

€1700,00

DENTAPEN

- Eén elektronische spuit
- Zeven autoclaveerbare carpulehouders
- Zeven vingergrepen, waarvan 2 voorzien voor spix
- Drie universele lithiumbatterijen
- 25 beschermhulzen

€1700,00

CE 2460
Ref. 04761



Ergonomisch en licht
(40g)



Autonoom en handig:
draadloos - geen voetbediening - geen console



3 injectiesnelheden
voor een beter beheer van uw injecties



Constant debiet
2 modi: intraligamentmodus of progressieve toename



IRRIGATIE

PARCAN

Gestabiliseerde oplossing van 3% natriumhypochloriet.
€32,50



CE 0459, klasse III
3 flessen van 120 ml
(kunststof)
Ref. 1910X

LARGAL ULTRA

Chemisch verbreden van het kanaal op basis van EDTA en CETRIMIDE.
€52,50



CE 0459, klasse IIa
Fles van 125 ml
Ref. 4698V

CANAL+

EDTA-gel, wateroplosbare smeergel.
€37,00



KENMERKEN EN VOORDELEN
- Hecht zich aan instrumenten en vergemakelijkt mechanische voorbereiding.
- Optimale reiniging van het wortelkanaal bij gebruik in combinatie met de spoelvloeistof Parcan, dankzij de bruisende eigenschappen van carbamideperoxide.

CE 0459, klasse IIa
Spuut van 5 g + 15 doppen
Ref. 2319F

ENDO-PERIO NEEDLES

Endocanale irrigatiernaalden met afgeronde punt en laterale opening.

~~€69,50~~
€59,00



Doos van 100 naalden
Referenties:
ES501 23G / 0,60 x 33 mm (blauw)
ES511 27G / 0,40 x 33 mm (geel)
ES521 30G / 0,30 x 33 mm (paars)

WORTELKANAALBEHANDELING

**VOOR MEER INFORMATIE OVER SEPTOMIXINE,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**

R4

Oplossing voor behandeling van het wortelkanaal op basis van CHLOORHEXIDINE.

~~€45,00~~
€41,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
- Lage oppervlaktenspanning, wat doordringing van de oplossing in de dentinekanaaltjes verzekert.
- Breed spectrum en snelle werking tegen wortelkanaalpathogenen (getest op 13 anaerobe bacteriestammen).
- Niet-irriterende samenstelling, goed verdragen door periapicaal weefsel.
- Lang aanhoudend effect na applicatie.

CE 0459, klasse III
Flesje van 13 ml
Ref. 5721D





BioRoot™ RCS

Root Canal Sealer

Sterke sealing en veel meer



ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY

Het niet slagen van een wortelkanaal-behandeling kan heel wat negatieve gevolgen hebben voor u en uw patiënten.

Met BioRoot™ RCS schakelt u over naar een minerale sealer van de nieuwste generatie en geniet u van een innovatieve combinatie van kenmerken:

- Sterke sealing
- Antimicrobiële eigenschappen
- Bevordering van de peri-apicale heling
- Eenvoudige sealing en follow-up

BIOROOT™ RCS

Pack met 35 applicaties
- Flesje met 15 g poeder
- 35 flacons met een single dosis vloeistof

€141,00 + gratis glazen mengplaatje
CE 0473, klasse III
Ref. 9015Y

2 STUKS
VOOR

€260,00

+ gratis glazen mengplaatje



WIST JE DAT

Je bij een dosis dosis BioRoot™ RCS-poeder een extra (zesde) druppel vloeistof mag toegevoegen om een smeujige consistentie te bekomen?

Daarnaast is het belangrijk om erg goed door te mengen (1 min) tot de sealer een glanzend aspect krijgt en goed aan de guttapunt kleeft.



DEFINITIEVE OBTURATIE

ENDOMETHASONE N POEDER

Zonder formaldehyden

€105,00

CE 0459, klasse III
Flesje met 42 g poeder
Ref. 3425W

€56,30

CE 0459, klasse III
Flesje met 14 g poeder
Ref. 2613N



ENDOMETHASONE VLOEISTOF

€27,50

€25,00

CE 0459, klasse IIa
Flesje met 10 ml oplossing
Ref. 2622W



GUTTA-PERCHA PUNTEN 2%

Per nummer

€22,00

€16,50

Per assortiment

€52,00

€41,00



CE 0197, klasse IIa

Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (100 punten)

Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)

SEPTOPOINTS PAPIER PUNTEN 2%

Per nummer of per assortiment

€22,00

€16,50



CE 0197, klasse IIa

Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (300 punten)

Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)

DESOBTURATIE

GUTTASOLV

Desobturatie van kanalen voor
GUTTA-PERCHA

€39,00



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Oplossing van 100% eucalyptol.
- Helpt endodontische afsluitingen op basis van gutta-percha te verwijderen.
- Doet afsluitmiddelen op basis van gutta-percha smelten voor een tijdsbesparende en doeltreffende ontsluiting.
- Verweekt gutta-perchapunten voor een perfecte aanpassing tussen hoofdpunt en wortelkanaalwanden.
- Laat toe om gutta-perchakegeltjes op maat te maken voor specifieke klinische situaties.

CE 0459, klasse IIa

Flesje 13 ml

Ref. 2141U

ENDOSOLV

Door zijn samenstelling, kan deze stof zowel
traditionele zinkoxide-eugenol-cementen
als sealers van het type fenolhars zacht
maken bij endodontische herbehandeling.

€39,00



CE 0459

Flesje met 13 ml

Ref. 9621I

TIJDELIJK CEMENT

EUGENOL

Zinkoxyde eugenol is een cement dat
gebruikt wordt als vullingsmateriaal.
Deze combinatie beschikt over analgetische
en antiseptische eigenschappen. Voor de
obturatie van de tandwortelkanalen.

€30,00



Flesje van 45 ml

Ref. 1908V

ZINKOXYDE POEDER

€35,00



Doos met 190 g poeder

Ref. 9472P



ACTIVE
BIOSILICATE
TECHNOLOGY



BIODENTINE™

15 applicaties

~~€185,00~~ €145,00

Biodentine™ is het eerste alles-in-één biocompatibel en bioactief dentine-substituut dat overal waar dentine beschadigd is, gebruikt kan worden. Biodentine™ bevordert de remineralisatie van de pulpa, behoudt haar vitaliteit en stimuleert de genezing ervan. Het vervangt natuurlijk dentine en het heeft dezelfde biologische en mechanische eigenschappen.

CE 0459, klasse III
Ref. 5470N

BIODENTINE™ PACK

2 x BIODENTINE™

2 x 15 applicaties

(2 x €185,00) ~~€370,00~~

€280,00

€280,00

15 APPLICATIES

€145,00

2 X
15 APPLICATIES

BIODENTINE™ CAPSULEMIXER

Instelbare tijd, 4500 trillingen per min.
Ref. 8986R

~~€260,00~~

€199,00

INTRODUCTIE-PAKKET

2 x BIODENTINE™

2 x 15 applicaties

CAPSULEMIXER

(2 x €185,00) €370,00

€260,00

~~€630,00~~

€420,00



Meer dan 500 klinische studies over Biodentine™ – een mijlpaal

Biodentine™ werd wetenschappelijk ontworpen als een biocompatibel en bioactief dentinesubstituut. Bestaande onderzoeken bevestigden die doelstelling, en ook andere klinische toepassingen bieden zich aan.

Ondertussen telt Biodentine™ meer dan 500 wetenschappelijke publicaties die de belangrijke voordelen ondersteunen bij het gebruik ervan. En dat zowel in restauratieve als endodontische en pediatrische procedures.

Septodont is trots op en dankbaar voor de wetenschappelijke erkenning en ondersteuning van Biodentine™. Elke innovatie die tandheelkundige procedures optimaliseert, is een belangrijke stap vooruit.

Hoewel alle verschenen studies de moeite waard zijn om te lezen, pikten we er twee uit die een *must read* zijn. Lees het abstract op PubMed, of vraag het volledige artikel aan uw regioverantwoordelijke.

Publicatie 1:

Effect of Bioceramic Materials on Proliferation and Odontoblast Differentiation of Human Stem Cells from the Apical Papilla

Ken Hargreaves - JOE, August 2018

Auteur Ken Hargreaves (VS) behoort tot de top van endo-experts. Hij toont met deze publicatie de superioriteit aan van Biodentine™ ten opzichte van MTA's in termen van stamceldifferentiatie – zowel voor regeneratieve endodontische behandelingen als voor directe pulpa-capping.

Publicatie 2:

Tricalcium Silicates Capping Materials Modulate Pulp Healing and Anti-inflammatory Activity In Vitro

Imad About - JOE, september 2018

Deze publicatie bewijst voor het eerst de ontstekingsremmende eigenschappen van Biodentine™, dat zich superieur toont in vergelijking met harsgebaseerde materialen.

Ontdek alle klinische indicaties van Biodentine™ in onze nieuwe brochures!

Hoewel Biodentine™ een heel ruim indicatiegebied heeft, beperkt het gebruik zich vaak tot een of twee indicaties. Toch loont het de moeite om te kijken bij welke andere indicaties u Biodentine™ in uw voordeel kunt aanwenden. Zo haalt u meer uit uw verpakking!

In onze nieuwe brochures vindt u alle indicaties terug. Onderverdeeld per domein (restauratie, endodontie en pedodontie), en ondersteund met technische specificaties en klinische cases die de voordelen van Biodentine™ aantonen.



Restauratie

- Indirecte pulpa-capping
- Behandeling van diepe cariës
- Directe pulpa-capping



Pediatrische

- Pulpotomie
- Tandtrauma
- Behandeling van diepe cariës



Endodontie

- Perforatie
- Apicale chirurgie
- Resorptie

Vraag ze nu aan uw regioverantwoordelijke of via onze klantendienst: info@septodont.be.



TOTAALCONCEPT EXTRACTIE

Extractie van tanden blijft een uitdagende procedure. Hierbij stellen wij u graag ons totaalconcept voor om de nazorg en de potentiële complicaties perfect te beheren. Het omvat hemostatica, botssubstituten en een behandelmiddel voor droge alveolitis.

Dankzij deze 'one stop' oplossing, kunt u:

- complicaties minimaliseren tijdens en na een extractie,
- resorptie van de botkam vermijden,
- alle behandelopties open houden,
- uw patiënt behoeden voor mogelijke negatieve gevolgen van een extractie op zowel esthetisch als functioneel vlak.



HEMOSTATICA

Het natuurlijke bloedstollingsproces wordt best efficiënt onder controle gehouden. Septodont biedt een uitgebreid gamma aan hemostatische producten van verschillende oorsprong en met een aangepast indicatiegebied voor elke klinische situatie.

HEMOCOLLAGENE

- Plaatselijke hemostase na tandheelkundige ingrepen.
- Volledig resorbeerbaar, wat bijdraagt tot de natuurlijke weefselregeneratie.
- Kan in de alveole blijven.
- Collageen bevordert de aanhechting en de concentratie van bloedplaatjes.

24 hemostatische sponsjes in blister

€50,00

Per 3 stuks

€135,00



CE 0459, klasse III
Ref. 01170

Spons met natuurlijk, niet-gedenatureerd en gevriesdroogd collageen van bovine oorsprong (rund)



RESORCELL POEDER

- Ondersteunt hemostase na extractie, scaling, curettage, gingivectomie, verhoging van de botkam en alveolotomie.

2 g hemostatisch poeder

€60,00

€49,00



13053QS/NB, klasse III
Ref. 2100U

100% calciumcarboxylulose poeder (plantaardig)





BOTSUBSTITUTEN

Wanneer gesproken wordt over een tandextractie, is het belangrijk om de botkam te conserveren voor succesvolle toekomstige behandelingen. Septodont biedt u een grote keuze aan botsubstituten.

BOTSUBSTITUTEN

- Zuiver β -tricalcium fosfaat.
- Volledig resorbeerbaar¹ en osteoconductief.
- Ondersteunt sterke vorming van nieuw bot².
- Vermijdt spontane resorptie van de botkam.
- Herstelt volume en botintegriteit binnen 3-6 maanden.

R.T.R.® - KEGELTJES

- Vereenvoudigde procedure
- Optimale verwerking
- Coating met collageen
- Kan zonder membraan worden gebruikt

~~€120,00~~
€108,00



CE 0459, klasse III
2 kegeltjes van 0,3 cm³
(Ø 6 mm / h 10 mm)
Collageen in dubbele steriele verpakking
Ref. 5618E

R.T.R.® - SPUIT

- Een gebogen spuit voor
- Eenvoudig hydrateren
- Hogere precisie van plaatsing
- Nauwkeurige plaatsing op het botdefect

~~€94,00~~
€84,60



CE 0459, klasse III
Gebogen spuit met 0,8 cm³
(korrelgrootte tussen 500 µm en 1 mm)
Dubbele steriele verpakking
Ref. 5619F

R.T.R.® - KORRELS

- Handig verpakt in bulkverpakking (2 cm³) speciaal aangepast voor de behandeling van grote defecten.

~~€130,00~~
€117,00



CE 0459, klasse III
Flesje met 2,0 cm³
Steriele verpakking
Ref. 5620G

¹ B. Brkovic, H. Prasad, M. Rohrer, G. Konandreas, G. Agrogiannis, D. Antu: Beta-tricalcium phosphate / type I collagen cones with or without a barrier membrane in human extraction socket healing: clinical, histomorphometric and immunohistochemical evaluation. J. Can Dent Assoc. 2008 Jul-Aug;74(6):523-8.

² Artzi Z., Weinreb M., Givol N., Rohrer MD., Nemcovsky CE., Prasad HS., Tal H.: Biomaterial resorption rate and healing site morphology of inorganic bovine bone and betatricalcium phosphate in the canine: a 24-month longitudinal histologic study and morphometric analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 May-Jun; 19(3): 357-68.

BEHEER VAN COMPLICATIES

Na de extractie zijn de eerste dagen kritisch en is er een risico op een pijnlijke droge alveole. Als wereldleider op het gebied van pijnbestrijding is Septodont toegewijd aan het leveren van efficiënte post-extractie oplossingen voor succesvolle genezing en pijnverlichting.

ALVEOGL

De ideale behandeling van droge alveolitis na extracties (met Penghawar-vezels).

- Zorgt voor een makkelijke vulling van de alveole.
- Helpt de pijn snel te verlichten.
- Bevordert hemostase door compressie.
- Beschermt tegen superinfectie.
- Alveogyl wordt in één enkele sessie aangebracht en verdwijnt op natuurlijke wijze.
- Geen speciale aandacht vereist, tenzij toezicht op het genezingsproces.

Alveolair verband doordrenkt met eugenol

Nettoprijs
€35,00



CE 0459, klasse IIa
Potje met 10 g pasta
Ref. 5712U



Onze regioverantwoordelijken tot uw dienst:



Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Lien Beyen
0475 23 61 69
lbeyen@septodont.com



Limburg
Antwerpen
Nathalie Masset
0496 41 92 92
nmasset@septodont.com



Vlaams Brabant
Oost-Vlaanderen
Brussel
Céline Mukarubibi
0476 98 10 39
cmukarubibi@septodont.com



Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Sonia D'Onofrio
0477 99 74 49
sdonofrio@septodont.com



Bruxelles
Brabant-Wallon
Namur
Luc Dekelver
0470 29 29 66
ldekelver@septodont.com



Liège
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Bernadette Martin
0475 89 66 17
bmartin@septodont.com



Sales support nl
Evelyn De Groot
Tel. 02 421 43 20
Fax 02 425 36 82
order@septodont.be



Sales support fr
Robert Cruybeke
Tel. 02 421 43 23
Fax 02 425 36 82
commande@septodont.be

EPICREM

Beschermende handcrème.

- Beschermt de huid bij frequent gebruik van handschoenen
- Niet-vettige crème met delicaat parfum
- Dringt gemakkelijk in de huid voor effectieve bescherming van de epidermis

€12,00

3 STUKS
VOOR

€32,40



Tube van 100g
Ref. 9513F

OPNIEUW
BESCHIKBAAR

DERMAFILM GEL

Hydroalcoholische gel voor ontsmetting van de handen.

- Geurvrij
- Contacttijd: 30 seconden

~~6 flessen~~
€105,00

6 FLESSEN
VOOR

€87,00

6 flessen van 500 ml + 6 doseerpompen
Ref. 5412H



DETARTRINE

Profylactische pasta

- Profylactische behandeling na verwijdering van tandsteen.
- Polijsten van tandoppervlakken.

~~€55,00~~

NU
VOOR

€50,00

Pot van 150 g
Klasse I
Ref. 0284Y



SEPTODONT NV

Grondwetlaan 87, 1083 Brussel, België | info@septodont.be | +32 (0)2 425 60 37

www.septodont.be