

# Septodont magazine

SEPTEMBER-NOVEMBER 2019 nummer 26 - PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
PROMOTIES GELDIG VAN 10/09/2019 TOT 30/11/2019



## Pijnloos en comfortabel injecteren

Interview met tandartsen  
Kris Lenoir en Stephanie Versteele  
over Dentapen p.12

## Biodentine™ Summer Camp

Schrijf u in op één van onze  
praktijkgerichte sessies p.3





## Dentapen in de praktijk: pijnloos en comfortabel injecteren

Bij tandartspraktijk Kris Lenoir in Maldegem vinden ze dat tandheelkunde méér is dan problemen verhelpen. We vroegen Kris Lenoir en stagiaire Stephanie Versteede naar hun ervaringen met Dentapen.

Lees het interview op [pagina 12](#)

## Waar kan u ons vinden in 2019?

- |   |   |
|---|---|
| <b>13/09/2019</b><br>Thermae Palace<br>Oostende                 | <b>Symposium klinische farmacologie:<br/>bloedverduunners/pijnstilling</b><br>Organisatie: VBT<br>Spreker: Prof. dr. Isabel Spriet KU Leuven  |
| <b>26/09/2019</b><br>9-17u<br>Huis van de Bouw,<br>Zwijnaarde   | <b>Cursus 'Kindertandheelkunde: dentale<br/>traumatologie in de praktijk'</b><br>Organisatie: VUNIT (UGent)<br>Sprekers: Prof. dr. Luc Martens en prof. dr. Rita Cauwels  |
| <b>25/10/2019</b><br>Bluepoint Brussel                          | <b>Three-Dimensional Anatomy of the Root Canal<br/>System and Its Relationship to the Endodontic<br/>Procedures</b><br>Organisatie: BAET<br>Spreker: Prof. Marco Versiani   |
| <b>14/11/2019</b><br>9-15u30<br>Huis van de Bouw,<br>Zwijnaarde | <b>Cursus 'Hedendaagse toepassingen van<br/>biokermische materialen in de endodontologie<br/>en kindertandheelkunde'</b><br>Organisatie: VUNIT (UGent)<br>Sprekers: Prof. dr. Luc Martens en prof. dr. Rita Cauwels |
| <b>7/12/2019</b><br>Thor central,<br>Genk                       | <b>Wintermeeting 'Esthetiek/slijtage en bleken'</b><br>Organisatie: VVT (Limburg)<br>Spreker: Nils van Calcar en dr. Joost Roeters  |

**WIJ KOMEN NAAR U TOE!**  
Ontdek ook onze Biodentine-  
workshops op pagina 3. U vindt vast  
een datum en locatie bij u in de buurt.

# Editoriaal

September wordt weleens een melancholische maand genoemd. De zomervakantie is achter de rug, de school- en werkpoorten staan wagenwijd open, de herfst doet zoetjesaan zijn intrede, ... Deze maand is tegelijk het eindpunt en de start van allerlei dingen. De 'herfstfrisse' nieuwtjes en nieuwigheden van Septodont vindt u alvast in dit magazine.

Pijnbeheersing is en blijft onze prioriteit. Vandaar veel informatie over onze (injecteerbare) anesthetica en over Dentapen: het elektronische toestel waarmee u altijd en overal pijnloos, draadloos en moeiteloos verdooft. We legden ons oor te luister bij tandarts Kris Lenoir en zijn stagiaire Stephanie Versteede over hun ervaringen.

Restauratie en endodontie komen eveneens aan bod, in artikelen over Biodentine™ en Bioroot™ RCS: twee revolutionaire producten op basis van puur tricalciumsilicaat. Zowel gebruikers als peer-reviewed publicaties onderschrijven de klinische voordelen en veelzijdige toepassingen.

Voor meer praktische informatie verwijzen we u graag door naar onze recentste Case Studies Collection 18, met liefst vier klinische cases waarvan drie met Biodentine™.

Tot slot ontdekt u interessante promoties op producten die u én uw patiënten ten goede komen. Ik wens u veel leesplezier, en een fantastische en productieve start van het najaar!



Linda Borghgraef  
Marketing Manager - Septodont BENELUX

NB: Septodont respecteert de GDPR-wetgeving. Wilt u ons magazine liever niet meer ontvangen? Meld u dan schriftelijk af via [info@septodont.be](mailto:info@septodont.be)



# Maak kennis met Biodentine™

VIA  
GRATIS  
WORKSHOPS

Door zijn vele toepassingsgebieden en wetenschappelijk onderbouwde voordelen is Biodentine™ ondertussen een vaste waarde: liefst 1 op de 2 tandartsen hanteert het al in zijn praktijk.

Bent u er nog niet mee vertrouwd? Schrijf u dan in voor onze gratis workshops. Zo ontdekt u de mogelijkheden van dit veelzijdige product uit de eerste hand.

Tijdens de praktijkgerichte voorstelling van Biodentine™, geniet u ondertussen een hapje en een drankje. Kortom, een informatieve sessie in een informele sfeer.

**INSCRIJVEN?**  
Contacteer onze klantendienst op 02 421 43 20 of uw regioverantwoordelijke (contactgegevens achteraan).

## Praktische informatie Biodentine™ Summercamp

DATUM	UUR	SPREKER	ADRES
donderdag 12 september	van 9 tot 11 uur	Lien Beyen	Van der Valk, Kapellestraat 146 in 8020 OOSTKAMP
donderdag 12 september	van 14 tot 16 uur	Nathalie Masset	Brasserie Paal 26, Paalsesteenweg 240 in 3583 PAAL
dinsdag 17 september	van 9 tot 11 uur	Céline Mukarubibi	B&B Bertem Natuur, Oude Baan 19 in 3060 BERTEM
donderdag 19 september	van 14 tot 16 uur	Nathalie Masset	Blue Point, Filip Williostraat 9 in 2600 BERCHEM
woensdag 2 oktober	van 9 tot 11 uur	Céline Mukarubibi	Van der Valk, Autosnelweg E-17, 9810 NAZARETH (Gent)
donderdag 10 oktober	van 9 tot 11 uur	Lien Beyen	Biznis hotel, Zelebaan 100 in 9160 LOKEREN



## Case Studies Collection 18

Als innovator op het vlak van lokale anesthetica en tandheelkundige oplossingen, onderhoudt Septodont nauwe relaties met specialisten die onze producten aanwenden. Hun klinische uitdagingen en ervaringen met behandelingsoplossingen helpen ons om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren.

Sinds 2012 bundelen we belangrijke klinische cases in de 'Septodont Case Studies Collection'. Ondertussen zijn we toe aan de achttiende editie van het wereldwijd verdeelde tijdschrift. In de nieuwste editie ontdekt u één R.T.R.®-case en liefst drie Biodentine-studies:

### R.T.R.®-botssubstituut

**Alveolar ridge preservation with R.T.R.® - Dr. Bozidar Brkovic**

Klinische case over het behoud van de botkam door de combinatie van R.T.R.®-kegeltjes (botssubstituut) en Hémostatische spons met rundercollageen).

### Biodentine™

**Biodentine™ as direct pulp capping material in teeth with mature apices - Dr. Jenner Argueta**

Klinische case over een directe pulpacapping met het bioactieve dentinesubstituut Biodentine™.

**Direct pulp capping in immature permanent teeth - Dr. Saavedra**

Klinische case over een directe capping met Biodentine™ op immature permanente tanden.

**Pulpotomy in primary teeth using Biodentine™: 18-month follow-up - Dr. Saavedra**

Klinische case over een pulpotomie bij melktanden om de vitaliteit van de radicaire pulpa te behouden.

### DOWNLOAD NU

Zet uw tanden in de Case Studies Collection 18 op [www.septodont.be](http://www.septodont.be). of vraag uw gedrukte versie aan via [info@septodont.be](mailto:info@septodont.be).

**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



**INJECTION  
PACK 1**

**€345,00**



De scherpste die u kan zien

10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00  
5 x SEPTOJECT® €55,00

~~€405,00~~



**INJECTION  
PACK 2**

**€355,00**



Grotere interne diameter


10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00  
5 x SEPTOJECT® XL €63,75

~~€413,75~~



**INJECTION  
PACK 3**

**€360,00**



Als een scalpel geslepen punt

10 x ANESTHESIE naar keuze: €350,00  
5 x SEPTOJECT® EVOLUTION €76,50

~~€426,50~~

**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**





**VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ANESTHESIE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**



## PHARMAETHYL

Cryoanesthetische spray met tetrafluorethaan.

~~€43,00~~

€38,70



- Topische cryoanesthetie vóór de extractie van melktanden of periodontaal aangetaste tanden of vóór het opensnijden van een abces.
- Ook voor vitaliteitstesten.

CE 0459, klasse IIa

1 spray van 150 ml met doseerventiel

Ref. 0997C

## PULPOFLUORANE

Gevoeligheidstest van de pulpa met tetrafluorethaan.

~~€51,00~~

€46,00



### INDICATIE

- Gevoeligheidstest van de pulpa.
- Afkoeling van mengplaatjes.

### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Betere werking dan gebruikelijke sprays met ethylchloride dankzij de sterkere afkoelende werking van tetrafluorethaan.

Klasse I

Spray van 235 ml

Ref. 0856C

## Injectiespuiten

### Precisie gaat niet ten koste van comfort

Per spuit

~~€85,00~~

€72,90

Comfort, controle en kwaliteit zijn cruciale succesfactoren voor betere injecties. U vindt al deze elementen in het gamma injectiespuiten van Septodont. Met het doel om een perfecte combinatie van hand en spuit te creëren, heeft Septodont kleine en standaard spuiten ontwikkeld, **waardoor deze spuit altijd op de gebruiker is afgestemd.**

2 STUKS  
VOOR

€109,00

Alle versies bestaan zowel voor auto-aspiratie als voor actieve aspiratie.

**Dit betekent dat u de combinatie kunt kiezen die precies aan uw behoeften voldoet.** Het ergonomisch concept voelt net zo goed als het eruit ziet.

Septodont spuiten zijn gemaakt uit roestvrij staal (inox) en zijn geschikt voor reiniging in de thermo-desinfector en voor elke sterilisatiemethode.



Auto-aspiratie



9353Z  
Klein



9354A  
Standaard



Actieve aspiratie



9240P  
Klein



9242R  
Standaard



Actieve aspiratie DE-carpules



9351X  
Klein



9352Y  
Standaard



## SEPTOJECT®

De scherpste die u kan zien



### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitstekende weefselpenetratie dankzij een hoogwaardige drievoudig geslepen bevel met een gepolijste en gesiliconiseerde canule.
- Hoogwaardig chirurgisch roestvrij staal om de kans op breuk te verkleinen (ISO 9626).
- De bevel is gemarkeerd om de geslepen zijde van de punt aan te duiden.
- Kunststof hub.
- Gesteriliseerd met gammastralen.
- CE 0459, klasse IIa

Per doos € 11,00

Per 10 dozen € 75,00

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
1603J	X kort - 12 mm	30 G	■
1601H	kort - 21 mm	30 G	■
0430T	kort - 25 mm	30 G	■
0432V	kort - 21 mm	27 G	■
1600G	lang - 35 mm	27 G	■

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik

## SEPTOJECT® XL

Een grotere interne diameter voor meer comfort



### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Een grotere interne diameter, minder kracht om te injecteren, zelfs in dense weefselstructuren.
- Lokale anesthesie vloeit met minder kracht.
- Verhoogde flexibiliteit dankzij de dunnere wanden.
- Verbeterde aspiratie.
- Dezelfde weefselpenetratie als een klassieke naald (drievoudig geslepen punt en gesiliconiseerde canule).
- Gesteriliseerd met gammastralen.

Per doos € 12,75

Per 10 dozen € 95,00

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
2028L	X kort - 12 mm	30 G	■
2219J	kort - 21 mm	30 G	■
2027K	kort - 25 mm	30 G	■
1983Z	kort - 21 mm	27 G	■
2220K	lang - 35 mm	27 G	■
2653B	lang - 42 mm	27 G	■

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik

## SEPTOJECT® EVOLUTION

Als een scalpel geslepen punt voor meer controle en een hogere precisie



Ontwikkeld voor een eenvoudige penetratie met minder beschadiging van weefsel. Dit betekent minder ongemak voor de patiënten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt voor meerdere injecties.

Voor u, minder kracht nodig wat gecombineerd wordt met significant gereduceerde deflectie, wat resulteert in meer controle en een hogere precisie.

### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Verhoogde controle en precisie voor u.
- Minder ongemak voor de patiënt.
- Markering van de punt en markering van de oriëntatie.
- Gesteriliseerd met gammastralen.
- CE 0459, klasse IIa

Per doos € 15,30

Per 3 dozen € 31,50

Referentie	Lengte	Gauge	Kleurcode
5748E	kort - 9 mm	30 G	■
5749F	kort - 16 mm	30 G	■
5750G	kort - 25 mm	30 G	■
5984G	X kort - 9 mm	27 G	■
5985H	kort - 16 mm	27 G	■
5751H	kort - 25 mm	27 G	■

Doos met 100 steriele tandheelkundige naalden voor eenmalig gebruik



Gebruik de Septoject Evolution-naald in combinatie met Dentapen voor intraligamenteair injecteren.

MANAGING  
PAIN FOR  
**YOUR**  
PRACTICE





Kris Lenoir

- Afgestudeerd als algemeen tandarts in 1981 RUG
- Privé praktijk sinds 1981
- Samenwerking met jonge collega's 1990-1995
- Stagemeester 2018-2019

## Dentapen in de praktijk: pijnloos en comfortabel injecteren

Bij tandartspraktijk Kris Lenoir in Maldegem vinden ze dat tandheelkunde méér is dan problemen verhelpen. Ze besteden veel aandacht aan preventie. Sensibiliseren hun patiënten over een goede mondhygiëne. En schaven voortdurend hun kennis bij over de nieuwste oplossingen. We vroegen Kris Lenoir en stagiaire Stephanie Versteele naar hun ervaringen met Dentapen.



### Hoe hoorde u voor het eerst over Dentapen?

**Kris:** Begin dit jaar las ik in het Septodont-magazine het interview met professor Geert Hommez over Dentapen. Mijn interesse was onmiddellijk gewekt. Daarna is regioverantwoordelijke Lien de Dentapen komen voorstellen in onze praktijk.

### En, was u meteen overtuigd?

**Kris:** Toch wel (*lacht*). Ik werkte al met een elektronisch injectiesysteem - The wand® - maar ik vond het te omslachtig. Ik zocht iets compacter, zonder al te veel kabeltjes en dat goed in de hand ligt - bij mannen én vrouwen. Dentapen loste al die verwachtingen op het eerste gezicht in. We hebben ze dan twee dagen getest, en dan waren we helemaal overtuigd van de meerwaarde.

### Dat blijkt, want u kocht er meteen twee!

**Kris:** Inderdaad, we wilden graag een Dentapen per behandelkamer omdat we ze allebei vaak gebruiken. Je kunt ze natuurlijk delen, maar dat is verre van handig. Daarom hebben we er liever twee in huis.

### Is er een verschil in gebruik tussen de 'gevestigde' tandarts en de jonge generatie?

**Stephanie:** Ik moet toegeven dat ik het toestel in meer dan 90 procent van de gevallen gebruik. Ik ben er intussen zo aan gewend dat ik nog maar zelden naar de klassieke injectiespuit grijp.





**Kris:** Dat heb je natuurlijk met dat jonge geweld (*lacht*)! Voor mij ligt die verhouding momenteel rond de 50 procent – en dat na amper twee maanden gebruik.

**Vertel eens iets over jullie bevindingen.**

**Kris:** Het is zéér comfortabel werken. Zodra je de Dentapen activeert, doet het toestel de rest. Je hoeft zelf geen druk meer te zetten: Dentapen zorgt voor een constante druk en injectiesnelheid. Zeker bij intraligamenteair injecteren is het verschil opvallend. Want daar is het risico reëel dat je té veel druk zet. En dat is voor een patiënt geen aangename ervaring.

**Stephanie:** Ook bij palataal injecteren merk ik een verschil bij onze patiënten. Vroeger zag je ze vaak in de stoel knijpen. Met de Dentapen komt dat veel minder voor. Patiënten vertellen ons vaak dat de anesthesie quasi pijnloos is verlopen – fijn om te horen!

**Kris:** En een patiënt die geen pijn heeft, is rustiger. Dat heeft op zijn beurt een positieve invloed op de behandeling.

**Stephanie:** Als ik verdoving toedien aan kinderen, waarschuw ik vooraf wel dat er wat geluid aan te pas komt. Ze worden vanzelf rustiger als ze weten wat erbij komt kijken.

**“Het is zéér comfortabel werken. Zodra je de Dentapen activeert, doet het toestel de rest.”**

**Stephanie, jij behandelde ook je moeder. Je verdoofde haar een keer met een klassieke spuit, en de keer erop met de Dentapen. Wat was haar verdict?**

**Stephanie:** Het is altijd spannend om familieleden op je stoel te krijgen: ze zijn vaak extra kritisch. De injectie met Dentapen vond mijn moeder alleszins veel comfortabeler, zo vertelde ze mij spontaan.



**Zouden jullie Dentapen aanbevelen aan collega's?**

**Kris:** Absoluut, wij zijn super tevreden. Het is een eenvoudig toestel dat nauwelijks plaats inneemt. Je hebt er geen uitgebreide training voor nodig. En op het vlak van comfort is het een win-win voor tandarts en patiënt.



## BEHOUD UW GEWOONTES

Eén van de redenen van de vlotte introductie van Dentapen in de praktijk bij Kris Lenoir, was het feit dat men de manier van werken kon behouden zoals voorheen. Kris demonstreert in een video de voorbereiding van een injectieprocedure en dit zowel met Dentapen als met een klassieke spuit.

Bekijk de video op ons YouTube-kanaal:

[www.youtube.com/  
user/septodontbelgie](https://www.youtube.com/user/septodontbelgie)






# DENTAPEN

*by Septodont*

de **IDEALE PARTNER**

voor uw tandheelkundige praktijk



**Draadloos**

**Eenvoudig**

**Pijnloos**

**Dentapen,  
De elektronische spuit voor  
tandheelkundige anesthesie  
van de nieuwste generatie.**

- Voldoet aan de noden van uw kabinet
- Voldoet aan de noden van uw patiënten
- Voldoet aan de noden van uw dagelijkse praktijk



Ontdek Dentapen  
in deze video



## DENTAPEN

- Eén elektronische spuit
- Zeven autoclaveerbare carpulehouders
- Zeven vingergrepen, waarvan 2 voorzien voor spix
- Drie universele lithiumbatterijen
- 25 beschermhulzen

**€1700,00**

CE 2460  
Ref. 04761



**Ergonomisch en licht**  
(40g)



**Autonoom en handig:**  
draadloos - geen voetbediening - geen console



**3 injectiesnelheden**  
voor een beter beheer van uw injecties



**Constant debiet**  
2 modi: intraligamentmodus of progressieve toename





# Het eerste biologische bulk-fill materiaal



Lees zeker de klinische case van Dr. Jenner Argueta in de nieuwe Case Studies Collection n° 18 over een directe pulpacapping met Biodentine™.



ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY



## BIODENTINE™

15 applicaties  
~~€185,00~~ €145,00

Biodentine™ is het eerste alles-in-één biocompatibel en bioactief dentine-substituut dat overal waar dentine beschadigd is, gebruikt kan worden. Biodentine™ bevordert de remineralisatie van de pulpa, behoudt haar vitaliteit en stimuleert de genezing ervan. Het vervangt natuurlijk dentine en het heeft dezelfde biologische en mechanische eigenschappen.

CE 0459, klasse III  
Ref. 5470N

## BIODENTINE™ PACK

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00) ~~€370,00~~  
2 x 15 applicaties €280,00

15 APPLICATIES

€145,00

2 X 15 APPLICATIES

€280,00

## BIODENTINE™ CAPSULEMIXER

Instelbare tijd, 4500 trillingen per min.  
Ref. 8986R

~~€260,00~~  
€199,00

## INTRODUCTIE-PAKKET

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00) €370,00  
2 x 15 applicaties  
CAPSULEMIXER €260,00

~~€630,00~~  
€420,00



# BioRoot™ RCS

## Innovatie voor succesvolle obturatie

Biodentine™ was het eerste bioactieve dentinesubstituut dat Septodont op de markt bracht. De positieve ervaringen van gebruikers én de honderden internationale peer-reviewed publicaties, stimuleerden Septodont om verder te bouwen op de fysische, biologische en klinische voordelen van 'Active BioSilicate Technology'. Het resultaat: BioRoot™ RCS.

### Eenvoudig gebruik, groots resultaat

BioRoot™ RCS werd ontwikkeld om het obtureren van wortelkanalen te vereenvoudigen. Door zijn eenvoudige samenstelling en gebruik, en een optimale consistentie kunt u een doeltreffend resultaat bereiken met koude gutta-techniek. Er is bijgevolg geen noodzaak meer om warme gutta-technieken te gebruiken.

BioRoot™ RCS is volledig **vrij van monomeren** (het krimpt niet tijdens de uitharding, waardoor een goede afdichting van het wortelkanaal wordt verzekerd), hoog biocompatibel en het product reduceert

het risico op weefselreactie. De antimicrobiële eigenschappen van BioRoot™ RCS voorkomen de groei van bacteriën die aan de basis kunnen liggen van klinisch falen.

### Uitstekende weerstand en snelle genezing

Door zijn kristallisatie creëert BioRoot™ RCS een sterke seal tot in de dentine tubuli. Dat zorgt op zijn beurt voor een verhoogde weerstand tegen microlekkage. Daar komt nog bij dat de bioactieve eigenschappen van BioRoot™ RCS de botvorming en de mineralisatie van dentinestructuren stimuleren. Zo ontstaat een gunstige omgeving voor peri-apicale genezing.

BioRoot™ RCS wordt geleverd in een poeder-vloeistof combinatie om een maximale biocompatibiliteit en bio-activiteit te garanderen. Bovendien kan u zelf de consistentie aanpassen volgens uw persoonlijke voorkeur door de hoeveelheid vloeistof te variëren (4-6 druppels).


BioRoot™ RCS wordt aangebracht in het wortelkanaal door gebruik te maken van papier-punten of gutta-percha punten. Indien u verkiest om de wortelkanaalsealer aan te brengen met een spuitje en een aangepaste tip, dan kan u gebruik maken van spuiten en tips van Ultradent®.

**ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY**




	BioRoot™ RCS	Sealers op basis van epoxyhars	Zinkoxide eugenol pasta's
Uitstekende sealing	✓	✓	✓
Gebruiksvriendelijkheid	✓	✓	✓
Bioactief	✓	-	-
Hoge pH waarde (>11)	✓	-	-
Harsvrije formule	✓	-	✓
Vorming van Hydroxyapatiet	✓	-	-
Mineralisatie van dentine	✓	-	-
Radiopaciteit	✓	✓	✓


## Klinische implementatie




1. Neem BioRoot™ RCS met een papierpunt of gutta-percha-punt



2. Coat de wanden van het wortelkanaal met BioRoot™ RCS



3. Coat de apicaal aangepaste conus met BioRoot™ RCS



4. Plaats voorzichtig de conus in het wortelkanaal



5. Postoperatieve radiografie

Bekijk de instructievideo



## BIOROOT™ RCS

Verpakking met 35 applicaties  
- Flesje met 15 g poeder  
- 35 flacons met een single dosis vloeistof

€141,00 + gratis glazen mengplaatje

CE 0473, klasse III  
Ref. 9015Y



2 STUKS VOOR

€260,00



## ULTRADENT® SKINI SYRINGES

€17,90

Skini syringes 1,2 ml - 20 stuks  
Ref. UP1680



## ULTRADENT® ENDO EZE TIPS

€11,90

Tips Endo Eze 19GA (geel) - 20 stuks  
Tips Endo Eze 22GA (blauw) - 20 stuks

Ref. UP346  
Ref. UP348





# 4 innovatieve kenmerken voor succesvolle obturaties


## 1. Sterke sealing

### Hechte interface

- Uitstekende hechting aan dentine en gutta-percha stiften
- Minder gevaar voor holle ruimtes.

### Hoge weerstand tegen microlekkage

- Kristallisatie van BioRoot™ RCS voor een 3 dimensionele sealing
- Mineralisatie van de dentinestructuur door vorming van hydroxyapatiet
- Hogere weerstand tegen microlekkage dan warme gutta techniek op korte termijn



Hechte interface dentin/BioRoot™ RCS/Gutta-Percha  
Bron: Intern wetenschappelijk bestand

## 2. Antimicrobiële eigenschappen

### Creëert een gunstige alkalische omgeving

- Vrijgave van Calciumhydroxide
- Maakt een verhoging van de ph-waarde >11 mogelijk
- Voorkomt bacteriële groei die leidt tot klinisch falen.

## 3. Peri-apicale heling

### Maximaliseert de kans op succes

- Formule met zeer zuivere mineralen
- Bioactieve obturatie:
  - Stimuleert bot regeneratie
  - Bevordert parodontale heling

## 4. Eenvoudige obturatie & opvolging

### Snel aan te brengen

- Eenvoudige coating van de wanden van het wortelkanaal
- Snel inbrengen van guttapercha stiften
- Geoptimaliseerde werk- en uithardingstijden:
  - Werktijd: > 10 minuten
  - Uithardingstijd: < 4 uur

### Eenvoudige follow-up

- 5 mm Al radiopaciteit voor eenvoudige follow-up via radiografie
- Eenvoudige herbehandeling: gebruik in combinatie met guttapercha stiften

Lees ook de studie van N.H. Gadzhula 'Clinical effectiveness of treatment the patients with chronic apical periodontitis'.

### GUTTA-PERCHA PUNTEN 2%

Per nummer


~~€22,00~~

€16,50

Per assortiment

~~€52,00~~

€41,00



CE 0197, klasse IIa

Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (100 punten)

Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)

### SEPTOPOINTS PAPIER PUNTEN 2%

Per nummer of per assortiment

~~€22,00~~

€16,50



CE 0197, klasse IIa

Per nummer: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 (300 punten)

Assortiment: 15, 20, 25, 30, 40, 50 (300 punten)





## IRRIGATIE

### LARGAL ULTRA

Chemisch verbreden van het kanaal op basis van EDTA en CETRIMIDE.

€52,50



CE 0459, klasse IIa  
Fles van 125 ml  
Ref. 4698V

### CANAL+

EDTA-gel, wateroplosbare smeergel.

€37,00



#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Hecht zich aan instrumenten en vergemakelijkt mechanische voorbereiding.
- Optimale reiniging van het wortelkanaal bij gebruik in combinatie met de spoelvloeistof Parcan, dankzij de bruisende eigenschappen van carbamideperoxide.

CE 0459, klasse IIa  
Spuut van 5 g + 15 doppen  
Ref. 2319F

### ENDO-PERIO NEEDLES

Endocanale irrigatiernaalden met afgeronde punt en laterale opening.

~~€69,50~~

€59,00

Doos van 100 naalden  
Referenties:  
ES501 23G / 0,60 x 33 mm (blauw)  
ES511 27G / 0,40 x 33 mm (geel)  
ES521 30G / 0,30 x 33 mm (paars)



### R4

Oplossing voor behandeling van het wortelkanaal op basis van chloorhexidine.

~~€45,00~~

€41,00



#### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Lage oppervlaktenspanning, wat doordringing van de oplossing in de dentinekanaaltjes verzekert.
- Breed spectrum en snelle werking tegen wortelkanaalpathogenen (getest op 13 anaerobe bacteriestammen).
- Niet-irriterende samenstelling, goed verdragen door periapicaal weefsel.
- Lang aanhoudend effect na applicatie.

CE 0459, klasse III  
Flesje van 13 ml  
Ref. 5721D

**VOOR MEER INFORMATIE OVER SEPTOMIXINE,  
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN.**

### PARCAN

Gestabiliseerde oplossing van 3% natriumhypochloriet.

~~€37,50~~

€32,90

CE 0459, klasse III  
3 flessen van 120 ml (kunststof)  
Ref. 1910X



~~€32,50~~

€27,50

CE 0459, klasse III  
Fles van 250 ml (glas)  
Ref. 0086I





VERWIJDEREN VAN TANDSTEEN & POLIJSTEN

**DETARTRINE**

Profylactische pasta

- Profylactische behandeling na verwijdering van tandsteen.
- Polijsten van tandoppervlakken.

Pot van 150 g  
Klasse 1  
Ref. 0284Y  
~~€55,00~~  
**€50,00**

Pot van 45 g  
Klasse 1  
Ref. 2624Y  
~~€32,00~~  
**€25,90**



**DETARTRINE Z**

Profylactische pasta met Zirconpoeder

- Betere doeltreffendheid bij het verwijderen van vlekken veroorzaakt door dranken, voedsel en roken.

~~€32,00~~  
**€25,90**

Pot van 45 g  
Klasse 1  
Ref. 2620U



**DETARTRINE TUBE**

Profylactische pasta,

in tubes van 65 ml voor een hygiënische en accurate dosering

Tube van 65 ml

~~€32,00~~

**€25,90**

Beschikbaar in 2 gradaties van abrasiviteit om te voldoen aan alle klinische situaties:



DETARTRINE 100ZF

- Bevat zirkonium en fluor (wit).
- Geschikt voor de meeste reinigingen waarbij intensief polijsten gewenst is.
- Draagt tevens bij tot het remineraliseren van tandoppervlakken.

Klasse 1

Ref. 5671F



DETARTRINE 150Z

- Bevat zirkonium (roze).
- Ideaal voor eerste polijstbeurt en voor hardnekkige vlekken.

Klasse 1

Ref. 5670E

MONDHYGIËNE

**ISODAN**

Desensibiliserende oplossing

- Behandeling van overgevoelig dentine.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Vormt een barrière in de dentinekanaaltjes en voorkomt verplaatsing van het intratubulair vocht.
- HEMA als bevochtigmiddel draagt bij tot de gelijkmatige verspreiding van ISODAN.

Flacon van 5 ml,  
20 applicatiepenselen

~~€66,00~~



CE 0459, Klasse 1  
Ref. 1859E

**CALYPSO**

Gearomatiseerd mondspoelmiddel

- Mondspoelmiddel dat voor of tijdens een tandheelkundige ingreep kan worden gebruikt.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Geeft de patiënt een fris gevoel tussen de verschillende fasen van de tandheelkundige ingreep.
- Wordt in geconcentreerde vorm geleverd en lost onmiddellijk in water op.

Doos met 3 flessen van 500 ml (munt-, sinaasappel- en framboosmaak) + 3 doseerpompen

~~€71,00~~

**€59,00**



Klasse I  
Ref. 5467K

**MONDSPOELTABLETTE**

Tabletten voor mondspoeling.

- Vereenvoudigt de voorbereiding van het operatiegebied.
- Verwijdert resten en bloed voor en na de ingreep.
- Geeft de patiënt een gevoel van frisheid.

Pot van 500 g

~~€35,00~~

**€31,50**



Ref. 4838F 500 g met roze tabletten  
Ref. 4840H 500 g met groene tabletten

## Onze regioverantwoordelijken tot uw dienst:



Oost-Vlaanderen  
West-Vlaanderen  
**Lien Beyen**  
0475 23 61 69  
lbeyen@septodont.com



Limburg  
Antwerpen  
**Nathalie Masset**  
0496 41 92 92  
nmasset@septodont.com



Vlaams Brabant  
Oost-Vlaanderen  
**Céline Mukarubibi**  
0476 98 10 39  
cmukarubibi@septodont.com



Hainaut  
Bruxelles  
Brabant Wallon  
**Sonia D'Onofrio**  
0477 99 74 49  
sdonofrio@septodont.com



Bruxelles  
Brabant-Wallon  
Namur  
**Luc Dekelver**  
0470 29 29 66  
ldekelver@septodont.com



Liège  
Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
**Bernadette Martin**  
0475 89 66 17  
bmartin@septodont.com



Sales support nl  
**Evelyne De Groot**  
Tel. 02 421 43 20  
Fax 02 425 36 82  
order@septodont.be



Sales support fr  
**Robert Cruybeke**  
Tel. 02 421 43 23  
Fax 02 425 36 82  
commande@septodont.be

### HEMOCOLLAGENE

Plaatselijke hemostase na tandheelkundige ingrepen.

- Volledig resorbeerbaar, wat bijdraagt tot de natuurlijke weefselregeneratie.
- Kan in de alveole blijven.
- Collageen bevordert de aanhechting en de concentratie van bloedplaatjes.
- Spons met natuurlijk, niet-gedenatureerd en gevriesdroogd collageen van bovine oorsprong (rond)
- 24 hemostatische sponsjes in blister

€50,00



3 STUKS  
VOOR

€135,00

CE 0459, klasse III  
Ref. 01170

### R.T.R.® - KEGELTJES

Botssubstituut op basis van  $\beta$ -tricalciumfosfaat met collageen.

- Vereenvoudigde procedure.
- Optimale verwerking.
- Coating met collageen.
- Kan zonder membraan worden gebruikt.

€120,00

NU  
VOOR

€108,00

CE 0459, klasse III  
2 kegeltjes van 0,3 cm<sup>3</sup>  
(Ø 6 mm / h 10 mm)  
Collageen in dubbele steriele verpakking  
Ref. 5618E



### ALVEOGLY

Alveolair verband doordrenkt met eugenol.

- De ideale behandeling van droge alveolitis na extracties (met Penghawar-vezels).
- Zorgt voor een makkelijke vulling van de alveole.
- Helpt de pijn snel te verlichten.
- Bevordert hemostase door compressie.
- Beschermt tegen superinfectie.
- Alveoglyl wordt in één enkele sessie aangebracht en verdwijnt op natuurlijke wijze.
- Geen speciale aandacht vereist, tenzij toezicht op het genezingsproces.

NETTO  
PRIJS

€35,00

CE 0459, klasse IIa  
Potje met 10 g pasta  
Ref. 5712U



SEPTODONT NV

Grondwetlaan 87, 1083 Brussel, België | info@septodont.be | +32 (0)2 425 60 37

www.septodont.be